

بخش نمونه گیری

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه

چسب اسکاچ



لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

۱- یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید .

۲- با توجه به آنکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی بوسیله مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می گیرد و از آنجائیکه این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می نماید نمونه برداری را صبح زود و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.

۳- دستان خود را با آب و صابون خوب بشویید .

۴- یک قطعه نوار چسب اسکاچ به طول ۰ اسانتیمتر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید .

۵- در مورد اطفال وی را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل بر روی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا نمایید .

۶- در مورد بزرگسالان می توانید به تنهایی نمونه را تهیه نمایید بدین شکل که همانند مواردیکه به توالت می روید نشسته و نوار چسب را بر روی چین مخاطی اطراف مقعد خود چسبانده و سپس جدا نمایید .

۷- عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید .

۸- در پایان چسب را بر روی لام شیشه ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید .

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد.